

MEIER-BRAKENBERG

Medikamentendosierer

Auch für die Säuredosierung

Elektrischer Medikamentendosierer für Tränkeanlagen



Der Dosierer misst den Wasserdurchfluß und dosiert über eine elektrische Pumpe das Medium. Die Messung erfolgt mit hoher Auflösung. Die Dosierung ist auch bei geringem Wasserdurchsatz sehr präzise.

Der Dosierer eignet sich auch zum Eindosieren von Futtersäuren, z.B. Ameisensäure. Er zeichnet sich durch eine hohe Langlebigkeit und Robustheit aus, da das eindosierte Medium nicht mit dem Durchflussmesser in Berührung kommt.

In Kürze:

- Einstellbares Dosierverhältnis von 0,01 bis 15%
- Alle eingesetzten Parameter werden ständig kontrolliert
- Sehr einfache und übersichtliche Anzeige
- Bedienung über robusten Touchscreen
- Nützliche Zusatzfunktionen wie Wasserverbrauch und Tageszähler werden auf einer SD-Karte gespeichert, digitale Durchflussanzeige des aktuellen Wasserverbrauchs
- Einfache Integration in die Tränkeleitung
- Beständigkeit gegen viele Säuren
- Geprüft nach DIN 10529-2: „Orale Anwendung von Tierarzneimitteln im Nutztierbereich über das Futter oder das Wasser“, DIN 10529-2:2012-10 (nur MBDos20)



Übersichtliches Bedienfeld mit Touchscreen

Anmischbehälter MB Misch 60 / MB Misch 180

Anmischbehälter mit Pumpe zum schonenden Umwälzen der Medikamentenvormischung. Für eine optimale Homogenisierung durch Aufrühren über robuste

Umwälzpumpe. Erhältlich wahlweise mit 60 l oder 180 l

Anmischbehälter	
Behälter	MB Misch60 / 180
Inhalt	60 l / 180 l
Anschluß	230V, 50 Hz
Trockenlaufschutz	Schwimmerventil
Mischtechnik	Umlaufpumpe



MEIER-BRAKENBERG
GmbH & Co. KG
Brakenberg 29
32699 Extertal

Tel: +49(0)5262 - 993 99-0
Fax: +49(0)5262 - 993 99-3
info@meier-brakenberg.de

MEIER-BRAKENBERG

Medikamentendosierer



Stationäre Dosierung

MB DosTouch

- Der Wirkstoffdosierer wird in die vorhandene Tränkeleitung integriert
- Per Kugelhahn wird der Dosierer zugeschaltet, die Medikamentierung einzelner oder aller Abteile gleichzeitig ist möglich
- Idealerweise wird die Tränkeleitung im Ringsystem geführt und hat eine Umwälzpumpe
- Kombination mit 60 oder 180 l großem Anmischbehälter zum Aufrühren



Abteilweise Dosierung

MB MobilTouch

- Elektrischer Medikamentendosierer zum abteilweisen Zudosieren in das Tränkewasser
- Integrierter Anmischbehälter 45 l mit Pumpe zum optimalen Aufrühren der Vormischung
- Zusatzumwälzpumpe, die das Wasser in den Abteilen in Bewegung hält (optional)
- Leichtes Aluminiumfahrgestell
- Schlauchanschluß mit Kamlock-Kupplungen

Medikamentendosierer

Dosierer	stationär		mobil	
	MB Dos10	MB Dos20	MB Mobil10	MB Mobil20
Dosierung	0,01 - 15 %	0,01 - 15 %	0,01 - 15 %	0,01 - 15 %
Durchfluss	10 - 2.500 l/h	10 - 2.500 l/h	10 - 2.500 l/h	10 - 2.500 l/h
Maximal Förderleistung	15 l/h	30 l/h	15 l/h	30 l/h
Wasserdruck	0,3 - 3 bar	0,3 - 3 bar	0,3 - 3 bar	0,3 - 3 bar
Anmischbehälter	60 / 180	60 / 180	45 l integriert	45 l integriert
max. Mischverhältnis bei 1000l/h	1,5 %	3 %	1,5 %	3 %
Pumpe	Magnetmembranpumpe	Schrittmotorpumpe	Magnetmembranpumpe	Schrittmotorpumpe

Weitere Durchflüsse und Förderleistungen auf Anfrage